

Vista V

Hörsysteme



Vista

Vista V Hörsysteme

Receiver-In-Canal (RIC)



Vista V-R

ist unser kleinstes RIC-Hörsystem mit Akku-Technologie und Direktanbindung



Vista V-RT

ist unser wiederaufladbares RIC-Hörsystem mit Telefonspule und Direktanbindung



Vista V-312

ist unser kleinstes RIC-Hörsystem mit traditioneller Batterie und Direktanbindung



Vista V-RS

ist unser besonders schlanke, wiederaufladbares RIC-Hörsystem mit Direktanbindung

Hinter-dem-Ohr (HdO)



Vista V-M

ist unser kleinstes HdO-Hörsystem mit traditioneller Batterie, Telefonspule und Direktanbindung



Vista V-PR

ist unser wiederaufladbares HdO-Hörsystem mit Direktanbindung



Vista V-SP

ist unser Super Power HdO-Hörsystem mit traditioneller Batterie, Telefonspule und Direktanbindung



Vista V-UP

ist unser Ultra Power HdO-Hörsystem mit traditioneller Batterie, Telefonspule und Direktanbindung

**Bleiben Sie in jeder
Hörsituation mitten
im Gespräch**

Vista V Hörsysteme passen sich automatisch an Ihre Hörumgebung an und verstärken die Klänge, die Sie hören möchten, während Hintergrundgeräusche minimiert werden – unabhängig davon, woher die Sprache kommt.

Direktanbindung an jedes
Bluetooth®-fähige Gerät

Upgrade auf höhere Technologieebenen
jederzeit möglich

Personalisiertes Hörerlebnis
mit der Hearing Remote App
und zusätzlichem Zubehör



Mit der Vista V Produktfamilie stehen attraktive Hörsysteme und komfortable Ladestationen zur Verfügung, die einzigartiges Design, hohen Tragekomfort und einfache Handhabung bieten.



Ladestationen für RIC Hörsysteme



Ladestation für
Vista V-R/RT



Ladestation für
Vista V-RS

Ladestationen für HdO Hörsysteme



Ladestation für
Vista V-PR



Ladestation für Vista V-PR
(kombinierbar mit Power Pack)

Konnektivität

Vista V Hörsysteme verbinden sich einfach via Bluetooth®, sodass Anrufe, Musik und andere Medien direkt über Ihre Hörsysteme wiedergegeben werden. Sie können freihändig telefonieren und mit Tap Control* Medien und Anrufe mit einem schnellen Tippen ans Ohr steuern. Außerdem können Sie zwischen zwei aktiven Bluetooth-Verbindungen wechseln.

Personalisierung

Gestalten Sie Ihr Hörerlebnis nach Ihren Wünschen mit der **Hearing Remote App**. Optimieren Sie Sprachverstehen sowie Hörkomfort und wählen Sie voreingestellte App Programme passend zu Ihrem Höralltag aus. Ihr Hörakustiker kann bei Bedarf weitere Feineinstellungen bequem aus der Ferne vornehmen, ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden. Für ein großartiges Hörerlebnis.



*Kompatibilität kann je nach Bauform eingeschränkt sein.

Die Hearing Remote App ist mit Apple- und Android-Smartphones kompatibel. Apple und das Apple-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Vista:upgrade

Genießen Sie die Flexibilität, dass Sie Ihre Technologieebene jederzeit upgraden können, sollten sich Ihre Hörbedürfnisse in der Zukunft ändern. Sie müssen keine neuen Hörsysteme kaufen, sondern bezahlen lediglich die Gebühr für das Technologie-Upgrade.

Zubehör für noch mehr Hörerlebnis




TV Connector



PartnerMic



Remote Control



Hearing Remote App

- Streamen Sie mit dem **TV Connector** Ihre Lieblingsmedien kabellos in Stereo-Qualität.
- Das **PartnerMic** ist ein Ansteckmikrofon, das sich ideal für Einzelgespräche eignet.
- Mit der **Remote Control** können Sie diskret die Lautstärke anpassen und zwischen Programmen wechseln.
- Über die **Hearing Remote App** können Sie Ihr Hörerlebnis nach Belieben personalisieren.



Roger On



Roger Select



Roger Table Mic II





















roger

Benötigen Sie zusätzliche Unterstützung in anspruchsvollen Hörsituationen, wie Besprechungen oder Gespräche in geräuschvoller Umgebung oder auf Entfernung?

Dann können Sie von der Roger™ Technologie profitieren. Ihr Hörakustiker berät Sie gerne.

Vista V Technologieebenen

Vista V Hörsysteme gibt es in verschiedenen Technologieebenen. Gemeinsam finden wir die Hörlösung, die am besten zu Ihnen und Ihrem Höralltag passt.

Vista V9 ★★★★★	Vista V7 ★★★★★	Vista V5 ★★★	Vista V3 ★★	Vista V1# ★	WORAUF SIE SICH FREUEN KÖNNEN
<p>8 Umgebungen</p>  <p>Gespräch im lauten Störgeräusch</p>  <p>Gespräch in großer Gruppe</p>  <p>Gespräch in kleiner Gruppe</p>  <p>Musik</p>  <p>Geräuschvolle Umgebung</p>  <p>Ruhige Umgebung</p>  <p>Gespräch in ruhiger Umgebung</p>  <p>Gespräch im Störgeräusch</p>	<p>6 Umgebungen</p>  <p>Gespräch in kleiner Gruppe</p>  <p>Musik</p>  <p>Geräuschvolle Umgebung</p>  <p>Ruhige Umgebung</p>  <p>Gespräch in ruhiger Umgebung</p>  <p>Gespräch im Störgeräusch</p>	<p>4 Umgebungen</p>  <p>Geräuschvolle Umgebung</p>  <p>Ruhige Umgebung</p>  <p>Gespräch in ruhiger Umgebung</p>  <p>Gespräch im Störgeräusch</p>	<p>2 Umgebungen</p>  <p>Gespräch in ruhiger Umgebung</p>  <p>Gespräch im Störgeräusch</p>	<p>AutoMic</p>	<p>Vista V9 ★★★★★</p> <p>Erstklassige Leistung in 8 Hörumgebungen mit unseren fortschrittlichsten Funktionen, die eine automatische Fokussierung auf Sprache ermöglichen. Sie wissen, woher Sprache kommt, unabhängig davon, ob Sie sich in einer ruhigen Umgebung, in einer großen Menschenmenge oder einem Ort mit lauten Hintergrundgeräuschen befinden. Bleiben Sie auch bei Fahrten im Auto oder anderen Fahrzeugen mitten im Gespräch – dank eines einzigartigen Programms, das Sprache aus jeder Richtung lokalisiert und verstärkt, unabhängig davon, wo Sie sitzen.</p> <hr/> <p>Vista V7 ★★★★</p> <p>Fortschrittliche Leistung in 6 Hörumgebungen mit der Fähigkeit, sich in schwierigen Situationen auf Sprache von vorne und von den Seiten zu fokussieren. Dazu kommen die Fähigkeit, in ruhigen Umgebungen gut zu hören, ein automatisches Musikprogramm sowie ein manuelles Programm fürs Auto, das so voreingestellt werden kann, dass es sich von einer Position aus auf Sprache fokussiert.</p> <hr/> <p>Vista V5 ★★★</p> <p>Standardleistung in 4 Hörumgebungen, die Funktionen beinhalten, die Sie in zahlreichen ruhigen und lauten Umgebungen unterstützen.</p> <hr/> <p>Vista V3 ★★</p> <p>Die wichtigsten Funktionen in 2 Hörumgebungen. Begrenzte Fähigkeit zur automatischen Anpassung an schwierigere Hörsituationen.</p> <hr/> <p>Vista V1# ★</p> <p>Basisleistung mit der Option, in verschiedenen Situationen zwischen manuellen Programmen zu wechseln sowie Basisfunktionen der Hearing Remote App.</p>

Vista V1 ist nicht für Vista V-RS verfügbar.

Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe

Farben für Vista V Hörsysteme



**Sand
(R8)**



**Espresso
(P4)**

Nicht verfügbar für Vista V-RS




**Platinum
(P6)**



**Pewter
(P7)**

Die Farben werden an Vista V-R gezeigt und sind, mit Ausnahme von P4 (nicht verfügbar für Vista V-RS), für alle Vista V Hörsysteme erhältlich. Vista V-R ist in tatsächlicher Produktgröße abgebildet.

Vista

 Sonova AG
Laubisrütistraße 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz

 
0459